


Anticuerpo Policlonal Anti-Mrpl22 Para Wb, Elisa - Q9Nwu5

Número de artículo: CM0021848



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MRPL22 humano, adecuado para Western blot y ELISA. MRPL22 es una proteína ribosómica mitocondrial de la subunidad grande, involucrada en la síntesis de proteínas mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MRPL22 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MRPL22; HSPC158; L22mt; MRP-L22; MRP-L25; RPML25; proteína ribosómica mitocondrial L22
Especie	Humana
GeneID (humano)	29093
GeneID	29093
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 59-206 de MRPL22 humano (NP_054899.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9NWU5
Peso de la proteína	13 kDa/14 kDa/23 kDa
Envío	Bolsa de hielo