


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mrpl23 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16540

Número de artículo: CM0023900



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-MRPL23 de alta calidad para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata. Se dirige a la proteína ribosomal mitocondrial L23 (~18 kDa) para uso en investigación de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MRPL23 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RPL23; L23MRP; RPL23L; MRPL23
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	6150
ID del gen	6150
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-153 de MRPL23 humano (NP_066957.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q16540
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo