

Anticuerpo Policlonal Anti-Mrpl27 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P0M9

Número de artículo: CM0021973



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-MRPL27 validado por KD para Western blot, IHC-P y ELISA. Detecta MRPL27 humana, reactividad cruzada con ratón. Ideal para investigación de síntesis de proteínas mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] MRPL27 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	L27mt; MRPL27
Especie	Humana
GeneID	51264 (Humano)
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 49-148 de la MRPL27 humana (NP_057588.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9P0M9
Peso de la proteína	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo