


Anticuerpo Monoclonal Anti-Mrpl28 Para Wb, Ip, Elisa - Q13084

Número de artículo: CM0003680



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad dirigido a MRPL28 (bL28m, p15, MAAT1). Validado para WB, IP, ELISA en humano, ratón, rata. Ideal para investigación del ribosoma mitocondrial y antígenos tumorales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-MRPL28
Observaciones/Alias	p15; MAAT1; MRPL28
Especie	Humano
ID del Gen	10573
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de MRPL28 humano (NP_006419.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13084
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo