


Anticuerpo Policlonal Anti-Mrpl3 Para Wb, Elisa - P09001

Número de artículo: CM0024175



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína L3 ribosomal mitocondrial humana (MRPL3). Adecuado para Western blotting y ELISA; validado en muestras humanas. Ideal para investigación de ribosomas mitocondriales y síntesis de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MRPL3 Rabbit pAb
Notas/Alias	MRPL3; COXPD9; MRL3; RPML3; proteína ribosomal mitocondrial L3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	11222
ID de Gen	11222
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 249-348 de MRPL3 humana (NP_009139.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P09001
Peso Molecular	38kDa
Envío	Bolsa de hielo