

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mrpl30 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tcc3

Número de artículo: CM0024307



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo purificado por afinidad contra MRPL30 humano, validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. Adecuado para estudios del ribosoma mitocondrial y de traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MRPL30 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	L28MT; L30MT; MRPL28; RPML28; MRP-L28; MRP-L30; MRPL28M; MRPL30
Especie	Humano
ID del gen	51263
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-161 del MRPL30 humano (NP_660213.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q8TCC3
Peso proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo