

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mrpl32 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Byc8

Número de artículo: CM0016931



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MRPL32 humano, una proteína ribosomal mitocondrial esencial para la síntesis de proteínas del mitorribosoma. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para investigación y diagnósticos mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MRPL32 Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	L32mt; HSPC283; MRP-L32; bMRP-59b; MRPL32
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	64983
ID de Gen	64983
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-188 del MRPL32 humano (NP_114109.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9BYC8
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo