


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mrpl33 Para Ihc-P, Elisa - 075394

Número de artículo: CM0020174



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo MRPL33 validado para IHC-P y ELISA. Dirigido a la proteína ribosomal mitocondrial L33 humana (bL33m), un componente de la subunidad grande 39S. Adecuado para investigación de traducción mitocondrial y enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	MRPL33 Conejo pAb
Observaciones/Alias	L33mt; bL33m; C2orf1; RPL33L; MRP-L33; MRPL33
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9553
ID de Gen	9553
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-65 de MRPL33 humano (NP_004882.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	075394
Peso Proteico	7kDa
Envío	Bolsa de hielo