


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mrpl36 Para Wb Y Elisa - Q9P0J6

Número de artículo: CM0023535



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra MRPL36 humano (bL36m), validado para Western blot y ELISA. Ideal para la investigación del ribosoma mitocondrial y estudios de síntesis de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MRPL36 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RPMJ, BRIP1, L36mt, bL36m, PRPL36, MRP-L36
Especie	Humano
GeneID	64979
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 39-103 del MRPL36 humano (NP_115868.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9P0J6
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo