


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Mrpl38 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Dv4

Número de artículo: CM0021478



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo anti-MRPL38 de alta calidad validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta MRPL38 de humano, ratón y rata, una proteína de la subunidad ribosomal grande mitocondrial. Ideal para estudios de traducción mitocondrial y expresión proteica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	MRPL38 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	L38MT; RPML3; MRP-L3; HSPC262; MRP-L38; MRPL38
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	64978
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96DV4
Peso de la Proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo