


Anticuerpo Policlonico Anti-Mrpl39 Para Wb - Q9Nyk5

Número de artículo: CM0014379



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo específico para MRPL39, una proteína de la subunidad ribosomal grande mitocondrial. Validado para análisis de WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para estudios de traducción mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MRPL39 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	L5mt; L39mt; MRPL5; RPML5; MRP-L5; PRED22; PRED66; MSTP003; C21orf92; MRPL39
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	54148
ID del Gen	54148
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 39-338 de MRPL39 humano (NP_059142.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NYK5
Peso Molecular	39kDa
Envío	Bolsa de hielo