


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mrpl42 Para Wb Y Elisa - Q9Y6G3

Número de artículo: CM0018455



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-MRPL42 validado para Western Blot y ELISA. Reacciona con Humano, Ratón. Reconoce la proteína ribosomal mitocondrial L42 (17kDa). Ideal para la investigación mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MRPL42 Conejo pAb
Observaciones/Alias	L31MT; L42MT; S32MT; MRPL31; MRPS32; PTD007; RPML31; HSPC204; MRP-L31; MRP-L42; MRP-S32; MRPL42
Especie	Humano
GeneID (Humano)	28977
GeneID	28977
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-142 del MRPL42 humano (NP_054769.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y6G3
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo