


Anticuerpo Policlonal Anti-Mrpl43 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8N983

Número de artículo: CM0019073



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MRPL43 humano, una proteína ribosomal mitocondrial. Adecuado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de traducción mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MRPL43 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	L43mt; MRP-L43; bMRP36a; MRPL43
Especie	Humano
GenelD (humano)	84545
GenelD	84545
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-155 de MRPL43 humano (NP_789762.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N983
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo