


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mrpl46 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Eqi8

Número de artículo: CM0023475



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Mrpl46 validado para Western blot, IHC-P y ELISA en humano, ratón y rata. Dirigido contra la proteína mL46 de la subunidad ribosomal grande mitocondrial (proteína ribosomal 39S L46), un componente del ribosoma mitocondrial esencial para la traducción mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Mrpl46 Rabbit pAb
Notas/Alias	LIECG2; P2ECSL; C15orf4; 3110052F15Rik; Mrpl46
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	26589
ID de Gen	67308
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-283 de Mrpl46 de ratón (NP_075820.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9EQI8
Peso Molecular	32kDa
Envío	Bolsa de hielo