


Anticuerpo Policlonal Anti-Mrpl50 Para Wb, Elisa - Q8N5N7

Número de artículo: CM0024394



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MRPL50 humano (mL50, MRP-L50), una proteína ribosomal mitocondrial. Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano. Útil para estudios de traducción mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MRPL50 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	mL50; MRP-L50
Especie	Humano
GeneID (humano)	54534
GeneID	54534
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del MRPL50 humano (NP_061924.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8N5N7
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo