


Anticuerpo Policlonal Anti-Mrpl51 Para Wb, Elisa - Q4U2R6

Número de artículo: CM0016629



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína ribosómica mitocondrial humana MRPL51, validado para Western blotting y ELISA. Presenta reactividad cruzada con MRPL51 de ratón y rata. Ideal para estudios de ribosomas mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MRPL51 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CDA09, MRP64, bMRP64, HSPC241, MRPL51
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	51258
ID de gen	51258
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-128 de MRPL51 humana (NP_057581.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q4U2R6
Peso de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo