


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mrpl52 (Validado Por Kd) Para Wb Y Elisa - Q86Ts9

Número de artículo: CM0020541



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-MRPL52 validado por KD para Western blot y ELISA. Detecta la proteína L52 de la ribosoma mitocondrial humana (14 kDa, Q86TS9). Adecuado para estudios de traducción mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra MRPL52 [validado por KD]
Observaciones/Alias	mL52, proteína ribosomal 39S L52, L52mt, MRP-L52, Mrpl52, RM52
Especie	Humano
GeneID (Humano)	122704
GeneID	122704
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 24-123 de la proteína MRPL52 humana (NP_848026.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q86TS9
Peso molecular de la proteína	14kDa
Envío	Bolsa de hielo