

Anticuerpo Policlonal Anti-Mrpl54 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6P161

Número de artículo: CM0014748



Introducción

El pAb de conejo anti-MRPL54 detecta específicamente la proteína mL54 de la subunidad ribosomal grande mitocondrial humana (L54mt). Validado para aplicaciones de WB, IHC-P y ELISA. Adecuado para la investigación de traducción mitocondrial y ribosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MRPL54 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	L54mt; MRP-L54; MRPL54
Especie	Humano
GeneID (humano)	116541
GeneID	116541
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-138 del MRPL54 humano (NP_758455.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q6P161
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo