


Anticuerpo Policlonal Anti-Mrpl55 Para Wb Y Elisa - Q9Cz83

Número de artículo: CM0024137



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la proteína ribosómica mitocondrial Mrpl55. Adecuado para WB y ELISA con reactividad cruzada a humano y ratón. Ideal para investigación mitocondrial y estudios de síntesis de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Mrpl55 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	L55mt; MRP-L55; 2810038N09Rik; Mrpl55
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	128308
ID del Gen	67212
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-127 del Mrpl55 de ratón (NP_001289265.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9CZ83
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo