


Anticuerpo Policlonal Anti-Mrpl9 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Byd2

Número de artículo: CM0018832



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KD contra la proteína ribosómica mitocondrial MRPL9, adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta MRPL9 endógeno en muestras de humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] Anticuerpo pAb de Conejo contra MRPL9
Observaciones/Alias	L9mt; MRPL9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	65005
GeneID	65005
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 53-267 de MRPL9 humano (NP_113608.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BYD2
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo