


## Anticuerpo Monoclonal Anti-Mrps11 Para Wb, If-P, Elisa - P82912

Número de artículo: CM0005185



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a MRPS11 humano, una proteína ribosomal mitocondrial. Validado para WB, IF-P, ELISA y reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación mitocondrial.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | MRPS11 Conejo mAb                                                                                                                           |
| Observaciones/Alias | HCC-2; S11mt; MRP-S11                                                                                                                       |
| Especie             | Humano                                                                                                                                      |
| GeneID (humano)     | 64963                                                                                                                                       |
| GeneID              | 64963                                                                                                                                       |
| Inmunógeno          | Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 95-194 del MRPS11 humano (NP_001308899.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                      |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                    |
| Aplicación          | WB, IF-P, ELISA                                                                                                                             |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                         |
| SWISS               | P82912                                                                                                                                      |
| Peso Proteico       | 21kDa                                                                                                                                       |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                              |