

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mrps11 Para Wb, If/Icc, Elisa - P82912

Número de artículo: CM0023147



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MRPS11, validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Detecta la proteína ribosomal mitocondrial S11 en humanos, ratones y ratas. Útil para la investigación de la función mitocondrial y el cáncer.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | MRPS11 Rabbit pAb                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | MRPS11; HCC-2; MRP-S11; S11mt; proteína ribosomal mitocondrial S11                                                   |
| Especies            | Humano                                                                                                               |
| GeneID (Humano)     | 64963                                                                                                                |
| GeneID              | 64963                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 95-194 de MRPS11 humano (NP_001308899.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                             |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                    |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                  |
| SWISS               | P82912                                                                                                               |
| Peso Proteico       | 16kDa/20kDa                                                                                                          |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                       |