


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mrps12 Para Wb, Elisa - O15235

Número de artículo: CM0020367



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína ribosomal mitocondrial humana MRPS12, adecuado para WB y ELISA. Validado para muestras humanas; PM esperado ~15 kDa. Ideal para la investigación de traducción mitocondrial. UniProt: O15235.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MRPS12 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MRPS12; MPR-S12; MT-RPS12; RPS12; RPSM12; proteína ribosomal mitocondrial S12
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6183
ID de Gen	6183
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 20-138 de CYB5R3 humano (NM_000398.7)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O15235
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo