

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mrps12 Para Wb, Elisa - O15235

Número de artículo: CM0017880



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MRPS12 validado para Western blot y ELISA. Dirigido contra la proteína ribosómica mitocondrial humana S12 (O15235), un componente esencial de la subunidad pequeña para la síntesis de proteínas mitocondriales. Ideal para estudios de disfunción mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MRPS12 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RPS12; RPMS12; RPSM12; MPR-S12; MT-RPS12; MRPS12
Especie	Humana
GeneID (humano)	6183
GeneID	6183
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-138 de MRPS12 humana (NP_203527.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	O15235
Peso de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo