


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mrps14 Para Wb, Elisa - O60783

Número de artículo: CM0015358



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína ribosómica mitocondrial humana MRPS14 (uS14m). Adecuado para WB y ELISA, con reactividad cruzada a ratón y rata. Útil para estudios de traducción mitocondrial y enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MRPS14 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	S14mt; COXPD38; MRP-S14; HSMRPS14; DJ262D12.2; MRPS14
Especie	Humano
GeneID	63931
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-128 de MRPS14 humano (NP_071383.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O60783
Peso Molecular de la Proteína	15kDa
Envío	Bolsa de hielo