

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mrps15 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P82914

Número de artículo: CM0006187



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-MRPS15 para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce la proteína ribosomal mitocondrial humana S15 (MRP-S15, uS15m), un componente de la subunidad ribosomal pequeña 28S. Adecuado para aplicaciones diagnósticas y de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo MRPS15
Observaciones/Alias	DC37, S15mt, RPS15, MPR-S15, MRPS15
Especie	Humana
GeneID	64960
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 158-257 de MRPS15 humana (P82914).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P82914
Peso de la proteína	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo