


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mrps18A Para Wb Y Elisa - Q9Nvs2

Número de artículo: CM0022655



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-MRPS18A (mL66) de alta calidad para Western blot y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Ideal para la investigación de la función de la proteína ribosomal mitocondrial. 22 kDa. Q9NVS2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MRPS18A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	mL66; S18bmt; S18mt-a; MRPS18-3; HumanS18b; MRP-S18-3; MRP-S18-a; MRPS18A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55168
GeneID	55168
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 97-196 de la MRPS18A humana (NP_060605.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NVS2
Peso de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo