


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mrps18B Para Wb, Elisa - Q9Y676

Número de artículo: CM0018119



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra MRPS18B humano (proteína ribosomal mitocondrial mS40). Adecuado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Útil para la investigación de traducción mitocondrial y ribosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	MRPS18B Conejo pAb
Observaciones/Alias	PTD017; S18amt; C6orf14; HSPC183; MRPS18-2; HumanS18a; MRP-S18-2; MRPS18B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	28973
GeneID	28973
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-258 del MRPS18B humano (NP_054765.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y676
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo