

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mrps2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y399

Número de artículo: CM0015344



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo reconoce el MRPS2 humano (S2mt), un componente del ribosoma mitocondrial esencial para la síntesis de proteínas. Validado para WB, IHC-P y ELISA; también detecta el MRPS2 de ratón. Compatible con estudios de traducción mitocondrial y enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo MRPS2
Observaciones/Alias	S2mt; CGI-91; MRP-S2; COXPD36; MRPS2
Especie	Humano
GenelD (humano)	51116
GenelD	51116
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 1-296 del MRPS2 humano (NP_057118.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9Y399
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo