

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mrps21 Para Ihc, Elisa - P82921

Número de artículo: CM0019196



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína ribosomal mitocondrial MRPS21 (bS21m). Validado para IHC-P y ELISA con reactividad en muestras humanas, de ratón y rata. Apoya los estudios de biología mitocondrial y síntesis de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MRPS21 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	bS21m; MDS016; RPMS21; MRP-S21
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	54460
ID del gen	54460
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-87 de la MRPS21 humana (NP_114107.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P82921
Peso molecular de la proteína	10kDa
Envío	Bolsa de hielo