

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mrps22 Para Wb, Elisa - P82650

Número de artículo: CM0028658



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a MRPS22 (proteína ribosomal mitocondrial S22) validado para WB y ELISA. Muestra reactividad cruzada con humano, ratón y rata. ~41 kDa. Adecuado para investigación de traducción mitocondrial y enfermedad mitocondrial primaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MRPS22 Conejo pAb
Observaciones/Alias	GIBT; ODG7; GK002; C3orf5; COXPD5; RPS22; MRP-S22; MRPS22
Especie	Humano
GeneID	56945
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-360 del MRPS22 humano (NP_064576.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P82650
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo