

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mrps23 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y3D9

Número de artículo: CM0023817



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la proteína MRPS23 humana, una proteína ribosómica mitocondrial implicada en enfermedades mitocondriales primarias y COXPD46. Validado para aplicaciones de Western blot, IF/ICC y ELISA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MRPS23 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CGI-138; COXPD46; HSPC329; MRP-S23; MRPS23
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51649
GeneID	51649
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-190 de MRPS23 humano (NP_057154.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y3D9
Peso Molecular de la Proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo