

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Mrps25 Para Wb, Elisa - P82663

Número de artículo: CM0027015



Introducción

CamelBio ofrece Anticuerpo Policlonico Anti-MRPS25 de conejo para WB y ELISA en muestras humanas. Dirige a la proteína S25 ribosomal mitocondrial de 20 kDa, relevante para la investigación de enfermedades mitocondriales y el desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MRPS25 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RPMS25; COXPD50; MRP-S25; MRPS25
Especie	Humano
GeneID (Humano)	64432
GeneID	64432
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 104-173 de MRPS25 humano (NP_071942.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P82663
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo