

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mrps26 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Byn8

Número de artículo: CM0030745



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra MRPS26 humano, validado en WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para investigación del ribosoma mitocondrial y estudios de expresión proteica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MRPS26 pAb Conejo
Observaciones/Alias	GI008; MRPS13; RPMS13; MRP-S13; MRP-S26; NY-BR-87; C20orf193; dj534B8.3; MRPS26
Especies	Humano
GeneID (Humano)	64949
GeneID	64949
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-205 del MRPS26 humano (NP_110438.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BYN8
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo