

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mrps28 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2Q9

Número de artículo: CM0028363



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MRPS28 humano (bS1m), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Adecuado para la investigación de traducción mitocondrial y enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MRPS28 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MRPS35; COXPD47; HSPC007; MRP-S28; MRP-S35; MRPS28
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	28957
ID de Gen	28957
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-187 del MRPS28 humano (NP_054737.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y2Q9
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo