

Anticuerpo Policlonal Anti-Mrps30 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Np92

Número de artículo: CM0024892



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra MRPS30 humano (también conocido como PAP, PDCD9, S30mt). Validado para aplicaciones de WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona con la proteína ribosómica mitocondrial mL65 de humano, ratón, rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MRPS30 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PAP; PDCD9; S30mt; MRP-S30; MRPS30
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10884
GeneID	10884
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 190-439 del MRPS30 humano (NP_057724.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NP92
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo