


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mrps31 Para Wb, Elisa - Q92665

Número de artículo: CM0002671



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra MRPS31 humano (proteína ribosomal mitocondrial S31). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de traducción mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MRPS31 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	S31mt; IMOGN38; MRP-S31; MRPS31
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10240
GeneID	10240
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 296-395 del MRPS31 humano (Q92665).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92665
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo