


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mrps35 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P82673

Número de artículo: CM0017624



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad específico para MRPS35 humano, una proteína ribosómica mitocondrial. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Compatible con la investigación del ribosoma mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MRPS35 pAb de conejo
Observaciones/Alias	MDS023; MRPS28; MRP-S28; HDCMD11P; MRPS35
Especie	Humano
GeneID (humano)	60488
GeneID	60488
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-323 de MRPS35 humano (NP_068593.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P82673
Peso de la proteína	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo