


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mrps6 Para Wb Y Elisa - P82932

Número de artículo: CM0028953



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a MRPS6 humana, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para el estudio de la proteína S6 del ribosoma mitocondrial en traducción y biología ribosómica. Proteína de 14 kDa, P82932.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo contra MRPS6
Abreviaturas/Alias	S6mt; RPMS6; MRP-S6; C21orf101; MRPS6
Especie	Humana
GeneID (Humana)	64968
GeneID	64968
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-125 de la MRPS6 humana (NP_115865.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonares
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P82932
Peso de la Proteína	14kDa
Envío	Bolsa de hielo