


Anticuerpo Policlonal Anti-Mrps7 Para Wb, Elisa - Q9Y2R9

Número de artículo: CM0018916



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína ribosomal mitocondrial S7 (MRPS7), validado mediante KD, adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Dirigido contra la MRPS7 humana, con un peso proteico de aproximadamente 28 kDa. Ideal para investigaciones mitocondriales y estudios de enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	MRPS7 Rabbit pAb [validado mediante KD]
Observaciones/alias	MRPS7; MRP-S; MRP-S7; RP-S7; RPS7; S7mt; bMRP27a; proteína ribosomal mitocondrial S7
Especie	Humana
GeneID (humano)	51081
GeneID	51081
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia comprendida entre los aminoácidos 40 y 140 de la MRPS7 humana (NP_057055.2)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9Y2R9
Peso proteico	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo