

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Mrps7 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2R9

Número de artículo: CM0023361



Introducción

Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona con MRPS7 humano, de ratón y rata (28 kDa, Q9Y2R9). Adecuado para estudios de ribosomas mitocondriales e investigación de enfermedades mitocondriales primarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MRPS7 Rabbit pAb
Notas/Alias	S7mt; MRP-S; RP-S7; RPMS7; MRP-S7; COXPD34; bMRP27a; MRPS7
Especie	Humano
GeneID (humano)	51081
GeneID	51081
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 110-190 de MRPS7 humano (NP_057055.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y2R9
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo