


## Anticuerpo Policlonal Anti-Mrps9 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P82933

Número de artículo: CM0017367



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MRPS9 humano (proteína S9 ribosómica mitocondrial) para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de traducción mitocondrial y ribosomas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | MRPS9 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | S9mt; RPMS9; MRP-S9; MRPS9                                                                                                          |
| Especie             | Humano                                                                                                                              |
| GeneID (humano)     | 64965                                                                                                                               |
| GeneID              | 64965                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 237-396 de MRPS9 humano (NP_872578.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                    |
| Reactividad cruzada | Humano, ratón, rata                                                                                                                 |
| SWISS               | P82933                                                                                                                              |
| Peso de la proteína | 46 kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |