


Anticuerpo Monoclonal Anti-Mrrf Para Wb, Elisa - Q96E11

Número de artículo: CM0007551



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra MRRF validado para Western blot y ELISA. Detecta el factor de reciclaje de ribosomas mitocondriales en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para estudios de traducción mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb contra MRRF de conejo
Observaciones/Alias	RRF; MRFF; MTRRF; MRRF
Especie	Humano
GeneID (Humano)	92399
GeneID	92399
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96E11
Peso proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo