

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ms4A14 Para Wb, Elisa - Q96Ja4

Número de artículo: CM0002621

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige al MS4A14 humano (Q96JA4), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada de rata. Diseñado para la investigación de complejos de receptores de membrana y vías de transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MS4A14 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MS4A16; NYD-SP21; MS4A14
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84689
GeneID	84689
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 150-280 del MS4A14 humano (Q96JA4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q96JA4
Peso Proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo