

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ms4A4A - Ms4A4A

Número de artículo: CM0022257

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Ms4a4a de ratón, validado para Western blot y ELISA. Alta especificidad para la investigación de Ms4a4a en muestras de ratón. Ideal para estudios de inmunodetección.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	Ms4a4a pAb de Conejo
Observaciones/Alias	EG666907; Ms4a4a
Especie Hospedadora	Conejo
ID de Gen (Ratón)	666907
ID de Gen Ortólogo Humano	51338
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-236 de Ms4a4a de ratón (NP_001297260.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
Envío	Bolsa de hielo