

Anticuerpo Policlonal Anti-Ms4A7 Para Wb, Elisa - Q9Gzw8

Número de artículo: CM0015520

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MS4A7 humano, validado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudios sobre transducción de señales, diferenciación de monocitos y perfiles de expresión tisular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MS4A7 Rabbit pAb
Observaciones/alias	CFFM4; MS4A8; 4SPAN2; CD20L4; MS4A7
Especie	Humano
GeneID (humano)	58475
GeneID	58475
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de MS4A7 humano (NP_067024.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9GZW8
Peso de la proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo