

Anticuerpo Policlonal Anti-Ms4A8B Para Wb, Elisa - Q9By19

Número de artículo: CM0017753

Introducción

CamelBio ofrece este anticuerpo policlonal anti-MS4A8B, validado para WB/ELISA. Se dirige contra la proteína MS4A8B humana, una proteína transmembrana de cuatro dominios expresada en tejidos hematopoyéticos, ideal para apoyar estudios de transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MS4A8B pAb de conejo
Notas/Alias	MS4A4; 4SPAN4; CD20L5; MS4A8B
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	83661
ID del Gen	83661
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 100-200 de la MS4A8B humana (NP_113645.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9BY19
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo