


Anticuerpo Policlonal Anti-Msh2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P43246

Número de artículo: CM0012954



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MSH2 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de reparación de errores de apareamiento del ADN, investigación oncológica y estudios del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-MSH2
Observaciones/Alias	FCC1; COCA1; HNPCC; LCFS2; MSH-2; hMSH2; HNPCC1; LYNCH1; MMRC52; MSH2
Especie	Humano
ID del gen (humano)	4436
ID del gen	4436
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de MSH2 humano (NP_000242.1)
Origen	Oryctolagus cuniculus
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P43246
Peso de la proteína	105 kDa
Envío	Bolsa de hielo