


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Msh2 (Validado Mediante Ko) Para Wb, If/Icc, Ip Y Elisa - P43246

Número de artículo: CM0022618



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MSH2, validado mediante KO, adecuado para Western blot, inmunofluorescencia, inmunoprecipitación y ELISA. Detecta MSH2 humano y de rata, una proteína clave de reparación de desajustes del ADN, y respalda la investigación sobre el cáncer y la estabilidad genómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado mediante KO] pAb de conejo contra MSH2
Observaciones/Alias	FCC1; COCA1; HNPCC; LCF52; MSH-2; hMSH2; HNPCC1; LYNCH1; MMRCS2; H2
Especie	Humano
GeneID (humano)	4436
GeneID	4436
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de MSH2 humano (NP_000242.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, rata
SWISS	P43246
Peso molecular de la proteína	105 kDa
Envío	Bolsa de hielo