

Anticuerpo Monoclonal Anti-Msh6 Para Wb, If/Icc, Elisa - P52701

Número de artículo: CM0011429



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-MSH6, validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata; se dirige a la proteína de reparación de emparejamiento incorrecto de ADN Msh6 (P52701), ideal para investigación y diagnóstico del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo MSH6
Observaciones/Alias	GTBP; HSAP; p160; GTMBP; MSH-6; HNPCC5; LYNCH5; MMRC53; MSH6
Especie	Humano
GeneID	2956
Inmunógeno	Péptido Sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de MSH6 humano (NP_000170.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P52701
Peso Proteico	153kDa
Envío	Bolsa de hielo